


3D-Druckservice für Prothesen-Testschäfte

Leitfaden Datenformat

Mithilfe unseres Designleitfadens führen wir Sie durch die Vorbereitung Ihres 3D gedruckten Testschafts. Für den 3D-Druck benötigen wir das digitale Abbild eines modifizierten Gipsmodells. D.h. die Außenhülle des 3D-Modells repräsentiert die spätere Innenform des Prothesenschaftes.

Falls Sie weitere Fragen haben oder Sie für die Erstellung des 3D-Modells beraten werden möchten, rufen Sie uns gerne an.



Haben Sie Fragen?
+49 431 98352473-0